

Kolibri 2 Stecker MEDAP Neo



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906453

Beschreibung

KOLIBRI 2, O₂, 0...1 l/min

- Neonatal MEDAP STECKERGERÄT -

Raststufen:

0 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise

einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit
der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen
und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker MEDAP

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...1 l/min

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
---------------	----------------------------

Norm Eingang	MEDAP
---------------------	-------

Variante	Neo
-----------------	-----