

Forano, Vorderteil, DIN, Ar, neut



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905117

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

farbneutral - Version III ab 08/2019

Gasart: Argon / Ar

Beschriftung: argon/ Ar

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2

mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Farbneutral (schwarz)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Argon/ Ar

Beschriftung: argon/ Ar

Farbkennzeichnung: farbneutral (schwarz)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

Ar-Argon
