

Schlauch, VAC, 5m, DIN - NIST, fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900473

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 5,0 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart VAC-Vakuum