


# Repa-Satz Mano Ventus neutral



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 900495

## Beschreibung

VENTUS

Repa-Satz Manometer neutral

bestehend aus:

Manometer 50 rd

Messbereich: 0-16 bar

für Neutrale Gase (AIR, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, AIR-800)

Gehäuse: Stahl schwarz

!! Öl- und fettfrei

inkl. O-Ring passend zu

Ventilblock VENTUS