

Varioport Pirol 2.0 -90, VAC, NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 904609

Beschreibung

Tragbares Absauggerät Varioport mit Vakuumregler Pirol -90

Medizinische, tragbare Absaugeinheit für Vakuum
zur Aufnahme von 2 Sekretauffangbehältern.

Die Aufnahme für die Behälter ist universell. Gängige Behälter in den
Größen 0,5 bis 3,0 L von verschiedenen Herstellern können eingesetzt werden
(z.B. Serres, Abbott, Medela, Ardo, Cardinal, u.v.a.).

Das Tragegestell verfügt über einen stabilen Handgriff und eine Halterung für
eine Geräteschiene 25x10 mm. Die Vakuum-Regeleinheit befindet sich
im Frontbereich, was dem Bediener einen schnellen und direkten Zugriff
erlaubt. Der Gaseingang als NIST Kupplung befindet sich im hinteren Teil
des Gerätes, so dass die versorgende Schlauchleitung außerhalb des Arbeitsbereiches liegt.

Lieferumfang:

- Vakuumregler Pirol-90 mit Feindosierventil, Vakuummeter drehbar
- Tragegestell, beschichtet
- 2 Stück hochflexible Haltemanschetten

Technische Daten:

Gasart: Vakuum - VAC

Eingang: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Regelbereich: 0 bis -90 kPa $\pm$ 10%

Leistung: > 20 l Freeflow/min

Gewicht: ca. 3 kg (ohne Behälter)

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum
