


Forano, Vorderteil, DIN,AIR-800, neut



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905119

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

farbneutral

Gasart: Druckluft-800 / AIR-800

Beschriftung: medical air 800 / AIR-800

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2
mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Farbneutral (schwarz)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Druckluft-800 / AIR-800

Beschriftung: medical air 800 / AIR-800

Farbkennzeichnung: farbneutral (schwarz)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Achtung – Kompatibilitätshinweis

Vor der Verwendung der AIR-800 Entnahmestelle ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Stecker den Anforderungen der DIN 13260-2:2025 entsprechen.

In der Vergangenheit wurden ähnlich ausgeführte Stecker vertrieben, die nicht mit der AIR-800 Entnahmestelle kompatibel sind. Die Kompatibilität der verwendeten Stecker ist daher vor dem Einsatz zu prüfen.

Eigenschaften

Gasart

AIR-800-Druckluft 8bar
