

Vakuumregler Spatz-90 Stecker - BS



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901509

Beschreibung

Vakuumregler Spatz-90, Steckergerät BS

Medizinischer Vakuumregler nach dem Bypass-Prinzip,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil.

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach BS 5682:1998

Regelbereich: -20 bis -85 kPa (-0,2 bis -0,85 bar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle