


Falke o. Flow N2O PIN +1DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500030

Beschreibung

Falke, ohne Flow mit 1 Steckkupplung,
Kompaktdruckminderer mit PIN INDEX Hochdruckanschluss,
Inhaltsmanometer, mit einer Steckkupplung bei einem
Druck von 450 kPa.

Gasart: Lachgas / N2O

Anschluss: PIN INDEX Hochdruckanschluss nach CGA V-1; Nr:910

Abgang: Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2, oben

Leistung: 450 kPa

Sonderausführung

PIN INDEX Hochdruckanschluss

Eigenschaften

Gasart N2O-Lachgas