

Vakuumreg. Skua 2.0 -30,AIR,STECKER,DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 904602

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Skua -30, Steckergerät DIN

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Dosierung des Vakuums.

Das Vakuum wird mittels Druckluft nach dem Venturi-Prinzip erzeugt. Mit 360° drehbarem Manometer; großes, ergonomisches Einstellhandrad; drehbare Ablufthülse.

Durch die Einstellmechanik ist eine stufenlose, genaue und intuitive Regelung des Vakuums möglich. Das drehbare Manometer ermöglicht dem Anwender das Ablesen des eingestellten Wertes aus einem optimalen Blickwinkel. Über die Ablufthülse lässt sich zudem der Luftstrom individuell ausrichten.

Die Reglereinheit erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 10079-3 (high vacuum /high flow).

Material:

Gehäuse: Aluminium, eloxiert

Handrad: Kunststoff

Steckervorderteil: Edelstahl

Technische Daten:

Gasart: med. Druckluft / AIR

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: 0 bis -30 kPa $\pm$ 10%

Leistung: >20 l Freeflow/min

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
