

Kolibri, Stecker DIN, O2 10 Flows



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901406

Beschreibung

Kolibri, O2, 10 Flows

-Steckergerät-

Medizinisches Kompaktflowmeter nach
DIN EN ISO 15002, zum Einkuppeln
in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 88 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flowtülle)

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0... l/min

Raststufen: +++ Bitte angeben in l/min +++

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
