


Schlauch, CO2, 3m, DIN - DIN-Kupplung fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902537

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Kupplung nach DIN

Spezifikation:

Gasart: Kohlendioxid / CO2

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 3,0 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: Kupplung nach DIN 13260 Teil 2

Eigenschaften

Gasart CO2-Kohlendioxid