


Forano, Vorderteil, DIN, AIR ,ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905101

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

ISO 32 - Version III ab 08/2019

Gasart: Druckluft / AIR

Beschriftung: medical air / AIR

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2

mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

nach DIN EN ISO 9170-1 (ISO32 - schwarz/weiß)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Beschriftung: medical air / AIR

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (schwarz/weiß)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
