

Forano, Hinterteil, ger. Rohr, DIN, VAC



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903202

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF/BS

Gasartspezifischer Basisblock für den Einbau in
Versorgungsschienen oder -kanäle.

Basisblock mit Distanzscheibe und Befestigungssteg;
hartverlötetem Kupferrohr, Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Cu-Rohr
- Distanzscheibe
- Befestigungssteg

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Standard AGA: UTL (AGSS)

Einbauart: Medienversorgungsschiene

Eingang: Cu-Rohr 8x1 mm gerade, oben

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum