


Falke m. Flow Stand. O2 DIN 9/16 AL lang



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 505100

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle), unten

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

STUTZENLÄNGE 56 mm

Eigenschaften

Gasart O₂-Sauerstoff