


Ventus 22 mm Ventileinsatz AIR-800



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900787

Beschreibung

Ventileinsatz für Ventus 22 mm

Gasart : AIR-800

Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 7396-1

Ventilbaugruppe bestehend aus:

- Absperrventil DN 20, G3/4"
- CU-Rohr 22mm Eingang / Ausgang
- Manometer 0...16 bar
- Drucksensor 0...16
- NIST Noteinspeisepunkt
- Physische Trennstelle
- Gasartbeschriftung

Eigenschaften

Erfüllte Norm	DIN EN ISO 7396-1
----------------------	-------------------

Gasart	AIR-800-Druckluft 8bar
---------------	------------------------

NIST Noteinspeisepunkt	1 NIST Noteinspeisepunkt
-------------------------------	--------------------------