

Schlauch, AIR, 1,5m, MEDAP - NIST, fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500154

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: MEDAP

Schlauchlänge: 1,5 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft