

Flowmeter, DIN, O2, 0-15l/min antimag



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900772

Beschreibung

Flowmeter, O2, 0...15 l/min, antimagnetisch

-STECKERGERÄT-

Medizinisches Flowmeter, druckkompensiert nach
DIN EN ISO 15002, mit Feinreguliertventil zur
Dosierung des Flows, zum direkten Einkuppeln in
eine Entnahmestelle

Ausführung: antimagnetisch

Gasart: Sauerstoff - O2

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 86,5 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow)

Abgang: 9/16 - 18 UNF

Leistung: 0...15 l/min stufenlos regelbar

Vordruck: 450 kPa +/- 50 kPa

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
