


Kolibri, Schiene AIR 0 / 8 - NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902606

Beschreibung

Kolibri, AIR, 8 l/min fix

SCHIENENGERÄT NIST

Medizinisches Kompaktflowmeter

nach DIN EN ISO 15002; Flow festeingestellt

auf 8 l/min; Gaseingang NIST in

Schienenklemme integriert;

Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Druckluft AIR

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 8 l/min

Raststufen: 0 + 8 l/min

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft
--------	---------------
