

Flowmeter, DIN, O₂, 0-15l/min



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900753

Beschreibung

Flowmeter, O₂, 0...15 l/min

- STECKERGERÄT -

Medizinisches Flowmeter, druckkompensiert nach
DIN EN ISO 15002, mit Verlängerung, Fein-
regulierungsventil zur Dosierung des Flows,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle

Gasart: Sauerstoff - O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 86,5 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow)

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min stufenlos regelbar

Vordruck: 450 kPa +/- 50 kPa

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
---------------	---------------

Norm Eingang	DIN
---------------------	-----