


Kolibri, Schiene O2 NEO - NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902603

Beschreibung

Kolibri, O₂, 0...1 l/min

SCHIENENGERÄT NIST

Medizinisches Kompaktflowmeter
nach DIN EN ISO 15002; Flow wird über
Handrad in 10 Raststufen eingestellt;
Gaseingang NIST in Schienenklemme
integriert; Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff O₂

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...1 l/min

Raststufen: 0 / 0,1/ 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1,0 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
