

NIST-Schlauchanschluss CO2 Tülle 7mm



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900655

Beschreibung

Anschlussverschraubung NIST,
gasartspezifische Anschlussverschraubung gemäß
DIN EN ISO 18082 mit Tülle für einen Schlauch mit
6,7mm Innendurchmesser.

Gasart: Kohlendioxid / CO₂

Oberfläche: verchromt

Eigenschaften

Gasart	CO ₂ -Kohlendioxid
---------------	-------------------------------