

Winkelstecker N2-800 Tülle 7mm DIN ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900644

Beschreibung

Winkelstecker für N2-800
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Gasart: Stickstoff 800

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: ISO schwarz

Eigenschaften

Gasart	N2-800-Stickstoff 8bar
---------------	------------------------