

Forano, Vorderteil, DIN, N2O, neut



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905113

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

farbneutral - Version III ab 08/2019

Gasart: Lachgas / N2O

Beschriftung: nitrous oxide / N2O

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2

mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Farbneutral (schwarz)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Lachgas / N₂O

Beschriftung: nitrous oxide / N₂O

Farbkennzeichnung: farbneutral (schwarz)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

N₂O-Lachgas
