

AGFS Forano AIR AP TYP1L



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902076

Beschreibung

AGFS FORANO Typ1L

für Aufputzmontage

nach DIN EN ISO 9170-2, mit Ejektor, Abluftrückführung,
mit Schauzeichen zur Betriebskontrolle, Montiert auf einer
Montageplatte, Abdeckung aus Stahlblech, verzinkt, pulver-
beschichtet (B:130 x H: 175 x T: 80 mm)

Leistung: min. 50 l/min bei 500 kPa (5 bar)

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Cu-Rohr Ø 8 mm

Abgang: Abluft Cu-Rohr Ø 15 mm

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft