


## Ventus 22mm 2-fach Vorderteil+Hinterteil



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 900878

### Beschreibung

Etagen-Absperrkasten VENTUS 22mm

2-fach, Vorderteil + Hinterteil

Gasart : \*\*\* Bitte angeben \*\*\*

Sprache Gebrauchsanweisung: deutsch, englisch, niederländisch, dänisch, ungarisch (unzutreffendes bitte löschen!)

Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 7396-1 und die HTM 02-01.

Vorderteilbaugruppe bestehend aus:

- Stahlblechtür, pulverbeschichtet
- Öffnung über Scharniere seitlich
- Alarmeinheit 2-fach
- Magnetfolie zur Abdeckung der Warnung
- Putzausgleich bis zu 25mm
- Netzteil 230 V AC

Hinterteilbaugruppe bestehend aus:

- Einbau-Gehäuse zur Unterputzmontage

Die Alarmeinheit überwacht:

- Netzdruck zu hoch
- Netzdruck zu niedrig

Abmessungen

Eingang & Ausgang: 22 mm CU-Rohr

Vorderteil (BxHxT): 390 x 530 x 9 mm

Hinterteil (BxHxT): 330 x 470 x 77 mm

Alarmgrenzen der Warnung:

O<sub>2</sub>, AIR, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>: 500 kPa ± 20%

VAC: -40 kPa

AIR-800: 800 kPa ± 20%