

## Schlauch, VAC, 1,5m, NF - NIST, fn



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 902529

### Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung  
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker

Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach NF S 90-116

Schlauchlänge: 1,5 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

### Eigenschaften

**Gasart**

VAC-Vakuum