

Winkelstecker O2 Tülle 7mm, DIN, neutral



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900611

Beschreibung

Winkelstecker für Sauerstoff
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: neutral (schwarz)

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
---------------	----------------------------