


Falke m. Flow Kind O2 DIN Tülle +1DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910206

Beschreibung

Falke mit Flow, Kinder
mit 1 Steckkupplung,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle / 1 Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2

Leistung: 0...5 l/min Flowtülle - 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0/0,1/ 0,3/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff