


Ventus 22 mm Ventileinsatz AIR7



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900788

Beschreibung

Ventileinsatz für Ventus 22 mm

Gasart : AIR7

Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 7396-1

Ventilbaugruppe bestehend aus:

- Absperrventil DN 20, G3/4"
- CU-Rohr 22mm Eingang / Ausgang
- Manometer 0...16 bar
- Drucksensor 0...16
- NIST Noteinspeisepunkt AIR-800
- Physische Trennstelle
- Gasartbeschriftung AIR7

Eigenschaften

Erfüllte Norm	DIN EN ISO 7396-1
Gasart	AIR 7
NIST Noteinspeisepunkt	1 NIST Noteinspeisepunkt