


Winkelstecker N2O Tülle 7mm, DIN, neutra



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900615

Beschreibung

Winkelstecker für Lachgas
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Gasart: Lachgas / N2O

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: neutral (schwarz)

Eigenschaften

Gasart	N2O-Lachgas
---------------	-------------