

Schlauch, CO2, 5m, DIN - NIST, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900469

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Kohlendioxid / CO2

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 5,0 m

Farbkennzeichnung: ISO 32 (grau)

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart

CO2-Kohlendioxid