


AGFS FORANO AIR DVE2 TYP1L



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902077

Beschreibung

AGFS FORANO Typ1L

für Deckenstative mit integriertem Ejektor

nach DIN EN ISO 9170-2, mit Abluftrückführung,
Schauzeichen zur Betriebskontrolle und mit
Befestigungswinkel und Abgangsrohr.

Leistung: min. 50 l/min bei 500 kPa (5 bar)

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Flowtülle Ø 7 mm

Abgang: Abluft Flowtülle Ø 15 mm

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft