Druckminderer Habicht m. Röhrenflowmeter



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	910003

Beschreibung

O2 Druckminderereinheit HABICHT

Absaug- und Insufflationseinheit

Kombigerät mit Flaschenanschluss: Druckminderer mit Hochdruckhandanschluss nach DIN 477, fest eingestellt auf 500 kPa (5 bar), mit Inhaltsmanometer, Sicherheitsventil, Ejektor mit Vakuummeter, Flowmeter mit Feindosierventil zur Dosierung des Flows.
Lieferumfang ohne Überlauf- bzw. Befeuchterflasche

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach DIN 477 Nr. 9

Abgang: Flowtülle / Vakuumtülle

Leistung: 0...15 l/min - Flowmeter;

Ejektor regelbar zwischen 0 und -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH