Verneblersteckventil mit Klammer AIR/O2



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900865

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil mit Klammer AIR/O2

Steckergerät

Verneblersteckventil, fest eingestellt mit Seitenklammer und

Kombistecker, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle

Gasart: Druckluft / Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF/ Flowtülle

Leistung: 5 l/min ± 20%

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH