
Forano, Vorderteil, BS, O2, ISO



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	905160

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil BS

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage

auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß BS 5682

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Steckeraufnahme farbig gemäß DIN EN ISO 9170-1 (ISO32).

Beschriftung Druckring: bedruckt

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Farbkennzeichnung: gemäß DIN EN ISO 9170-1 (ISO32)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH