Kolibri 2 Schiene NIST O2 Standard



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	906420

Beschreibung

KOLIBRI 2, O2, 0...15 l/min

- Standard SCHIENENGERÄT -

Raststufen:

0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zur Montage auf eine Geräteschiene 25x10mm; Gaseingang NIST in der Schienenklemme integriert; mit Handrad - stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O2
Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082
Abgang: 9/16-18 UNF
Leistung: 0...15 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:
900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
Norm Eingang	NIST
Variante	Standard

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH