
Forano, Vorderteil, AGA, VAC, ISO



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	905142

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil AGA

Gasart: Vakuum / VAC

Beschriftung: vacuum / VAC

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage auf Hinterteil FORANO. Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 9170-1;

Steckeraufnahme gemäß SS 87 524 30

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung gemäß ISO 32.

Beschriftung Druckring: bedruckt

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Gasart: Vakuum / VAC

Beschriftung: vacuum / VAC

Farbkennzeichnung: ISO 32

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart	VAC-Vakuum

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH