Falke m. Flow Neo O2 AGA Tülle



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	910336

Beschreibung

Falke mit Flow, NEO,
Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschluss
nach SS 367615, Inhaltsmanometer, stufenweise einstellbarer
Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O2
Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach SS 367615; Nr. E1 (W21.8)
Abgang: Flowtülle unten
Leistung: 0...1 l/min.
Raststufen: 0/ 0,1/ 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1,0 l/min

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH