
Winkelstecker AIR Tülle 7mm, DIN,ISO V4A



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	505151

Beschreibung

Winkelstecker für Druckluft

mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (schwarz/weiß)

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH