Falke m. Flow Stand. AIR DIN Tülle +1DIN



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	500198

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard

mit 1 Steckkupplung,

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;

stufenweise einstellbarer Durchfluss,

DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 13

Abgang: Flowtülle / 1 Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2

Leistung: 0...15 l/min Flowtülle - 120 l/min Steckkupplung

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH