Kolibri 2 Stecker DIN O2 Standard lang



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	906404

Beschreibung

KOLIBRI 2, O2, 0...15 l/min

- Standard DIN STECKERGERÄT -

Version lang

Raststufen:

0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Gesamtlänge "lang"

Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow

(Abstand von Entnahmestelle bis Flowtülle):

75 mm (Zwischenstück 60mm)

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O2
Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2
Abgang: 9/16-18 UNF
Leistung: 0...15 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:
900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
Norm Eingang	DIN
Variante	Standard Lang

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH