Verneblersteckventil mit Aufnahme O2



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900775

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil mit Aufnahme O2

Steckergerät

Verneblersteckventil, fest eingestellt mit Aufnahme (oben) und

Kombistecker, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle.

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 5 l/min ± 20%

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH