
Winkelstecker N2O Tülle 7mm, DIN ISO V4A



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	505153

Beschreibung

Winkelstecker für Lachgas

mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil

Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Lachgas / N2O

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (blau)

Eigenschaften

Gasart	N2O-Lachgas

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH