
Falke m. Flow Neo O2 DIN Tülle



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	910203

Beschreibung

Falke mit Flow, NEO,

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;

stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle unten

Leistung: 0...1 l/min

Raststufen: 0/ 0,1/ 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1,0 l/min

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH