
Winkelstecker VAC Tülle 7mm, DIN,ISO V4A



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	505152

Beschreibung

Winkelstecker für Vakuum

mit 7 mm Tülle

Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Vakuum / VAC

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (gelb)

Eigenschaften

Gasart	VAC-Vakuum

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH