
Med.-Schlauch 6x12 weiß ISO O2



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900339

Beschreibung

Anschlussschlauch für med. Gase

Farbkennzeichnung: ISO O2

Gewebeschlauch , weiß

Innendurchmesser: 6,7 +/- 0,15 mm

Wanddicke: 3,0 +/- 0,2 mm

VE: Rolle à 100 Meter

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH