
Forano, Vorderteil, AGA, O2, ISO



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	905140

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil AGA

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage auf Hinterteil FORANO. Ausführung erfüllt die DIN EN ISO 9170-1

Steckeraufnahme gemäß SS 87 524 30

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung gemäß ISO 32.

Beschriftung Druckring: bedruckt

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Farbkennzeichnung: ISO 32

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH