Kolibri 2 Stecker BS O2 Standard



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	906441

Beschreibung

KOLIBRI 2, O2, 0...15 l/min

- Standard BS STECKERGERÄT -

Raststufen:

0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise

einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit

der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen

und -winkeln möglich.

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der

Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Stecker nach BRITISH STANDARD

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
Norm Eingang	BS
Variante	Standard

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH