Schlauch, O2, 1,5m, DIN - NIST, fn



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	900038

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung

nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,

Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Sauerstoff / O2

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 1,5 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH