Falke m. Flow Stand. O2 AGA Tülle



Hersteller:	Greggersen
Produktnummer:	910328

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard,
Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschluss
nach SS 367615, Inhaltsmanometer, stufenweise einstellbarer
Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O2
Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach SS 367615; Nr. E1 (W21,8)
Abgang: Flowtülle unten
Leistung: 0...15 l/min
Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH